











































SLOVNÍČEK SYMBOLŮ












Vysvětlení symbolů použitých na obalech zdravotnických prostředků ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.










| | |
|---|---|
|  | Označení shody CE |
|  | Označení CE s číslem oznámeného subjektu |
|  | Výrobce |
|  | Datum výroby |
|  | Doba použitelnosti |
|  | Číslo šarže |
|  | Katalogové číslo |
|  | Serilizováno ethylen oxidem |
|  | Sterilizováno radiací |
|  | Sterilizováno vodní párou, nebo suchým teplem |
|  | Nesterilizovat opakovaně |

| | |
|---|--|
|  | <p>Nesterilní</p> |
|  | <p>Nepoužívejte v případě poškozeného obalu</p> |
|  | <p>System jedné sterilní bariéry</p> |
|  | <p>System jedné sterilní bariéry s ochranným obalem uvnitř</p> |
|  | <p>Křehké, zacházejte opatrně</p> |
|  | <p>Chraňte před slunečním světlem</p> |
|  | <p>Uchovávejte v suchu</p> |
|  | <p>Teplotní limit</p> |
|  | <p>Omezení vlhkosti</p> |
|  | <p>Nepoužívejte opakovaně</p> |

| | |
|---|--|
|  | <p>Seznamte se s návodem k použití</p> |
|  | <p>Obsahuje latex z přírodního kaučuku</p> |
|  | <p>Není vyroben z přírodního kaučukového latexu</p> |
|  | <p>Obsahuje, nebo je přítomen 2-ethylhexyl ftalát (DEHP)</p> |
|  | <p>Obsahuje, nebo jsou přítomny ftaláty DEHP, BBP nebo DBP</p> |
|  | <p>Neobsahuje ftaláty</p> |
|  | <p>Nepyrogeční</p> |
|  | <p>Kapek na mililitr</p> |
|  | <p>Filtr tekutin o velikosti pórů</p> |
|  | <p>Jednocestný ventil</p> |

| | |
|---|-------------------------|
|  | Zdravotnický prostředek |
|  | Jednotka balení |
|  | Touto stranou nahoru |
|  | Limit ukládání na sebe |
|  | Nepoužívejte háky |
|  | Vnitřní průměr |
|  | Vnější průměr |
|  | Délka |
|  | Délka |
|  | Velikost manžety |
|  | Barva |

| | |
|---|--|
|  | Velikost |
|  | Gramáž |
|  | Netkaná textilie |
|  | Počet nitek v gáze |
|  | Počet vrstev |
|  | Místo otevírání balení |
|  | Místo otevírání balení |
|  | Perte v rukou |
|  | Praní, normální proces, maximálně 40 stupňů Celsia |
|  | Nepoužívejte bělidlo |
|  | Nesušit mechanicky |

| | |
|---|---|
|  | <p>Nežehlit</p> |
|  | <p>Nečistit chemicky</p> |
|  | <p>Neaplikujte přímo na ránu</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Polyethylen s nízkou hustotou</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Vlnitá lepenka</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Plochá lepenka</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Papír</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Papír a lepenka / plast / hliník</p> |
|  | <p>Symbol recyklace: Smíšený odpad</p> |